

Descontinuidade TRAQUEOSTOMIAS SHILEY™ NEO, PED e PDC

Medtronic

São Paulo, 24 de maio de 2021.

Prezado cliente Medtronic,

O objetivo desta comunicação é informa-lo que a Medtronic está em processo de substituição das traqueostomias neonatal e pediátrica Shiley™. Temos o prazer de anunciar o lançamento de novos modelos e tamanhos, com design aprimorado e material não-DEHP.

Anexo, oferecemos detalhes das novas traqueostomias Shiley™ Neonatal e Pediátrica sem cuff e com cuff TaperGuard™, que substituirão as de modelo NEO, PED e PDC.

Caso tenha algum questionamento ou queira conhecer outras opções, entre em contato com o representante Medtronic local.



Ricardo Montanheiro
Gerente de Produto – Respiratory Interventions

ANEXO

Linha:	Airway Management
Família:	Traqueostomias Shiley Neonatal e Pediátrica
Novos Códigos:	Versão Anterior (em descontinuidade):
NEF, NCF, PEF, PCF	NEO, PED e PDC
Registro ANVISA	Registro ANVISA
10349000869 e 10349000868	10349000346 e 10349000589

MELHORIAS NO DESIGN VERSÃO ANTERIOR



FLANGE

Material mais macio*, que pode aumentar o conforto do paciente. Flange transparente para visualização aprimorada da pele subjacente e local do estoma.

Flange em material opaco.



CUFF

Cuff de baixo volume e baixa pressão para fornecer vedação com Tecnologia TaperGuard™.

Cuff em forma de barril tradicional.



CONECTOR 15MM

Comprimento aumentado em ambos os modelos, com e sem cuff.

Aproximadamente 2,5mm mais curto quando comparado ao novo design.

TAMANHOS

Tamanhos adicionais menores, bem como uma variedade de traqueostomias neonatais com cuff.

Não disponível em tamanho 2,5mm.



* Comparado ao portfólio Shiley™ anterior

ESPECIFICAÇÕES

Em média, há uma diferença de 0,2 mm no diâmetro externo das novas traqueostomias Shiley™ para pacientes neonatais e pediátricos, em comparação com a versão anterior, conforme mostrado na tabela abaixo.

TRAQUEOSTOMIA SHILEY™ FLEXÍVEL NEONATAL

NOVO PORTFÓLIO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	D.E.
Traqueostomia Neonatal sem cuff	2.5NEF	4.2 mm
	3.0NEF	4.8 mm
	3.5NEF	5.4 mm
	4.0NEF	6.0 mm
	4.5NEF	6.7 mm
Traqueostomia Neonatal com Cuff TaperGuard™	2.5NCF	4.2 mm
	3.0NCF	4.8 mm
	3.5NCF	5.4 mm
	4.0NCF	6.0 mm
	4.5NCF	6.7 mm

VERSÃO ANTERIOR

CÓDIGO	D.E.
N/A	N/A
3.0NEO	4.5 mm
3.5NEO	5.2 mm
4.0NEO	5.9 mm
4.5NEO	6.5 mm
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

TRAQUEOSTOMIA SHILEY™ FLEXÍVEL PEDIÁTRICA

NOVO PORTFÓLIO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	D.E.
Traqueostomia Pediátrica sem cuff	2.5PEF	4.2 mm
	3.0PEF	4.8 mm
	3.5PEF	5.4 mm
	4.0PEF	6.0 mm
	4.5PEF	6.7 mm
	5.0PEF	7.3 mm
	5.5PEF	7.9 mm
Traqueostomia Pediátrica com Cuff TaperGuard™	2.5PCF	4.2 mm
	3.0PCF	4.8 mm
	3.5PCF	5.4 mm
	4.0PCF	6.0 mm
	4.5PCF	6.7 mm
	5.0PCF	7.3 mm
	5.5PCF	7.9 mm

VERSÃO ANTERIOR

CÓDIGO	D.E.
N/A	N/A
3.0PED	4.5 mm
3.5PED	5.2 mm
4.0PED	5.9 mm
4.5PED	6.5 mm
5.0PED	7.1 mm
5.5PED	7.7 mm
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
4.0PDC	5.9 mm
4.5PDC	6.5 mm
5.0PDC	7.1 mm
5.5PDC	7.7 mm